



MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 VACUM

MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 VACUM



DESCRIPCIÓN

El MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 VACUM es un equipo de estética corporal que combina ultracavitación, radiofrecuencia y vacumterapia. Está diseñado para eliminar grasa acumulada, reducir la celulitis y mejorar la apariencia de la piel. Tonifica, reafirma y estimula la producción de colágeno y elastina, combatiendo la flacidez. Promueve el drenaje linfático, eliminando toxinas y líquidos retenidos. Mejora la circulación sanguínea y acelera la recuperación postoperatoria. También reduce manchas y estrías, mejorando la luminosidad de la piel. Su potencia es de 50W y su frecuencia de 1MHz. Regula el tránsito intestinal y mejora la elasticidad de la piel.

Es indoloro y seguro para tratamientos estéticos y de fisioterapia. Ideal para combatir la retención de líquidos y desinflamar el cuerpo. El equipo proporciona resultados visibles y efectivos de manera rápida. Es una opción completa para tratamientos estéticos corporales.

ANÁLISIS Y USO



Selección del modo de tratamiento

Elige el modo adecuado en función de la necesidad del cliente:

- Ultracavitación para eliminar grasa acumulada.
- Radiofrecuencia para tonificar y reafirmar la piel.
- Vacumterapia para el drenaje linfático y la mejora de la circulación.

Ajuste de parámetros

Ajusta la intensidad y duración de cada terapia según el área a tratar y el objetivo del tratamiento:

- Cavitación a 40 kHz para la reducción de grasa.
- Radiofrecuencia a 1 MHz para la estimulación de colágeno y elastina.
- Vacumterapia con presión ajustable de +/- 80 KPa y flujo de aire de >10L/min.

Aplicación del tratamiento

Comienza aplicando la cavitación sobre la zona deseada con movimientos circulares y uniformes. La energía de ultrasonido ayuda a romper las células de grasa. Luego, pasa a la radiofrecuencia, utilizando un cabezal específico para estimular la producción de colágeno, mejorar la firmeza y reducir la flacidez. Finaliza con la vacumterapia para promover el drenaje linfático, eliminando líquidos y toxinas, y mejorar la circulación sanguínea.

Seguimiento del tratamiento

Realiza el tratamiento durante el tiempo recomendado para cada función (aproximadamente 20-30 minutos por sesión). Asegúrate de monitorear la respuesta de la piel y ajustar la intensidad si es necesario.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Reducción de grasa localizada
- Eliminación de celulitis
- Reafirmación y tonificación de la piel
- Mejora de la circulación sanguínea
- Drenaje linfático
- Mejora de la elasticidad de la piel
- Reducción de manchas y estrías
- Tratamiento postoperatorio
- Indoloro y no invasivo



Resultados:

- Mejora visible de la textura de la piel
- Pérdida de grasa localizada
- Reducción de flacidez
- Piel más luminosa y saludable
- Recuperación acelerada postoperatoria
- Desinflamación y reducción de retención de líquidos





MULTIFUNCIONAL 3 EN 1 VACUM

Especificaciones Técnicas

Ultracavitación	40 kHz	Parámetros de Vacumterapia	Vacío: >250 KPa Presión: +/- 80 KPa Flujo de aire: >10 L/minuto
Radiofrecuencia (RF)	1 MHz	Tensión de entrada	110V / 60Hz
Vacumterapia	RF bipolar integrada de 1 MHz con vacío	Peso del paquete	5 kg (aproximadamente)
Potencia	Potencia de la unidad de 50W	Tamaño del paquete	137X37X27 cm



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec