



MOJI BASIC

MOJI BASIC



DESCRIPCIÓN

El Sistema Analizador de Piel BITMOJI es un equipo innovador diseñado para ofrecer un diagnóstico completo y preciso de la piel utilizando tecnología de imagen espectral RGB y UV combinada con un sistema de análisis 3D. Este dispositivo identifica de manera efectiva características superficiales y profundas de la piel, como puntos negros, zonas grasas, manchas, poros dilatados, arrugas y densidad cutánea. Gracias a su avanzada tecnología y precisión, es una herramienta esencial para profesionales en estética y dermatología, permitiendo personalizar tratamientos y mejorar los resultados para los clientes. Su diseño compacto y moderno, junto con sus especificaciones técnicas de alta calidad, lo convierten en una solución confiable y eficiente.

ANÁLISIS Y USO



Preparacion:

Conecta el equipo al ordenador (Windows) y verifica el monitor de 11,6 pulgadas, iluminación RGB (8.800 lux) y tubo fluorescente (7.200 K).

Limpia y seca la piel del cliente para evitar interferencias.

Captura de imágenes:

Posiciona al cliente frente al visor y captura imágenes con la tecnología RGB y UV. La cámara de alta resolución (28 MP) genera imágenes detalladas de las capas superficiales y profundas.

Análisis del diagnóstico:

El software procesa las imágenes en 3D para identificar puntos negros, zonas grasas, manchas, poros dilatados, arrugas y densidad.

Los resultados se muestran en gráficos y datos en el monitor.

Recomendaciones:

El sistema sugiere tratamientos basados en el diagnóstico.

El profesional personaliza los planes de cuidado según los resultados.

Cierre:

Guarda los datos del cliente en el disco duro (120 GB) y limpia el visor.

Apaga el equipo según las instrucciones del fabricante.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

*Diagnóstico preciso.
Personalización del tratamiento.
Mejora la experiencia del cliente.
Eficiencia y rapidez.
Seguimiento a largo plazo.*



Resultados:

*Identificación precisa de problemas cutáneos.
Visualización detallada.
Mejora de los resultados de los tratamientos
Optimización de los planes de cuidado de la piel
Seguimiento del progreso*





MOJI BASIC

Especificaciones Técnicas

<i>Tecnología</i>	Tecnología de análisis 3D	<i>Temperatura de Color</i>	7200 K
<i>Píxeles</i>	28 millones de píxeles	<i>Ordenador y Monitor</i>	Sistema operativo: Windows
<i>Característica</i>	8 Tecnología de imagen espectral	<i>Dispositivo de potencia motor eléctrico</i>	148,5x44x50 cm
<i>Accesorios</i>	Almohadilla de 11,6 pulgadas	<i>Disco Duro y RAM</i>	Disco 120 GB - 2 GB RAM
<i>Iluminación (RGB)</i>	8.800 lux		



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec