



LINEA CORPORAL

RADIOFRECUENCIA CAPILAR

RADIOFRECUENCIA CAPILAR



DESCRIPCIÓN

La Radiofrecuencia Capilar es un dispositivo avanzado diseñado para estimular el crecimiento del cabello y mejorar la salud capilar. Combina masaje, vibración, microcorriente EMS y calor por radiofrecuencia (RF) para optimizar la circulación sanguínea y aumentar la nutrición de los folículos capilares. Este equipo es el complemento ideal para tratamientos capilares profesionales y de uso personal. Su diseño ergonómico permite aplicarlo en la cabeza, rostro y cuerpo, ofreciendo múltiples beneficios de relajación y rejuvenecimiento. Fabricado con materiales duraderos como ABS y acero inoxidable, garantiza calidad y resistencia. Es compacto y fácil de transportar, con un tamaño de 320 x 255 x 125 mm y un peso de 1.5 kg. Compatible con enchufes internacionales (JP, CN, UK, US, AU, IT, ZA, EU), se adapta a cualquier lugar. Aunque no es impermeable, su diseño seguro y funcional asegura un uso eficiente. Perfecto para quienes buscan potenciar tratamientos capilares o añadir valor a sus servicios estéticos.

ANÁLISIS Y USO



Encendido y Configuración

Enciende el dispositivo y selecciona el modo de tratamiento deseado (vibración, microcorriente EMS, o calor por radiofrecuencia). Ajusta la intensidad según las necesidades y tolerancia del usuario.

Aplicación en el Cuero Cabelludo

Desliza el dispositivo suavemente sobre el cuero cabelludo con movimientos lentos y constantes. Cubre todas las áreas, enfocándote en las zonas con menor densidad capilar.

Uso en Rostro o Cuerpo (Opcional)

Cambia al área deseada y sigue el mismo procedimiento con movimientos firmes pero delicados. Asegúrate de no aplicar demasiada presión para evitar incomodidad.

Finalización del Tratamiento

Apaga el dispositivo y desconéctalo de la corriente. Limpia nuevamente el cabezal del dispositivo con un paño seco.

Postratamiento

No laves la zona tratada inmediatamente; permite que los productos capilares penetren durante algunas horas. Hidrata y cuida el cabello según las recomendaciones del tratamiento.

Frecuencia de Uso

Utilízalo de 2 a 3 veces por semana según las indicaciones para obtener resultados óptimos.

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Estimulación del crecimiento capilar
- Nutrición profunda del cabello
- Fortalecimiento del cabello
- Relajación y bienestar
- Potenciación de tratamientos capilares
- Versatilidad



Resultados:

- Cabello más fuerte y voluminoso: Reducción visible de la caída y mejora en la densidad capilar tras uso continuo.
- Folículos activados: Incremento en la producción de cabello nuevo en zonas debilitadas.
- Mejora en la textura capilar: Cabello más suave, brillante y saludable.
- Piel rejuvenecida: Reducción de líneas finas y mayor elasticidad en las áreas tratadas





RADIOFRECUENCIA CAPILAR

Especificaciones Técnicas

<i>Material</i>	ABS y acero inoxidable.	<i>Compatibilidad de enchufes</i>	JP, CN, UK, US, AU, IT, ZA, EU.
<i>Dimensiones</i>	320 x 255 x 125 mm	<i>Impermeabilidad</i>	no impermeable
<i>Peso</i>	Peso bruto: 1.5 kg.	<i>Área de aplicación</i>	Cuerpo, cabeza y rostro.
<i>Embalaje</i>	Tamaño del paquete: 32 x 25.5 x 12.5 cm. Peso del paquete: 1.5 kg.	<i>Uso eléctrico</i>	Alimentación mediante corriente eléctrica.



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec