



LINEA MEDICA

HIFU VAGINAL + FACIAL

HIFU VAGINAL + FACIAL



DESCRIPCIÓN

El equipo médico estético HIFU Vaginal + Facial utiliza ondas ultrasónicas para tratar las capas fibrosas de la membrana mucosa y muscular en la región facial y vaginal. Es una tecnología no invasiva que mejora la elasticidad de la piel y reduce arrugas en el rostro, mientras que en la región vaginal ayuda a engrosar las paredes y tratar problemas como la incontinencia urinaria. Con una frecuencia de 50-60 Hz, potencia de 200w y voltaje ajustable de 110v-220v, este equipo cuenta con un cartucho de tratamiento de 69" 64" 34 cm y dos transductores para la pieza de mano de rejuvenecimiento vaginal y tres para la pieza facial. A través de la energía ultrasónica precisa, se forma una región de enfoque donde el colágeno se reorganiza sin dañar el tejido circundante, asegurando resultados efectivos y seguros en ambos tratamientos. Ideal para ofrecer resultados sin dolor y sin necesidad de cirugía.

ANALISIS Y USO



Consulta Inicial:

*Evaluar al paciente y discutir expectativas y beneficios.
Asegurar que no haya contraindicaciones.*

Preparación del Equipo:

*Conectar y ajustar los dispositivos.
Configurar frecuencia, potencia y voltaje.*

Tratamiento:

*Aplicar energía ultrasónica en la piel facial o mucosa vaginal.
Realizar movimientos lentos y controlados para focalizar la energía.*


Post-Tratamiento:

*Proporcionar cuidados post-tratamiento y recomendaciones.
Programar seguimiento para evaluar los resultados y ajustar según sea necesario.*

BENEFICIOS Y RESULTADOS

Beneficios

- Reducción de Arrugas y Líneas Finas
- Mejora de la Elasticidad de la Piel
- Rejuvenecimiento Vaginal
- Efecto no invasivo y sin dolor
- Resultados duraderos
- Aplicación personalizada




Resultados:

En el rostro: Reducción visible de arrugas y líneas finas, mejorando la apariencia de la piel envejecida. Incremento en la firmeza de la piel y definición de los contornos faciales. Mejora general en la textura y elasticidad de la piel, proporcionando un aspecto más juvenil.

En la región vaginal: Incremento en la elasticidad y grosor de las paredes vaginales, mejorando la firmeza.

Tratamiento efectivo para la incontinencia urinaria leve a moderada, proporcionando un alivio de los síntomas.

Mejora en la calidad de vida sexual, aumentando la satisfacción y el confort.





HIFU VAGINAL + FACIAL

Especificaciones Técnicas

<i>Pantalla</i>	<i>Pantalla LCD táctil de color</i>	<i>cartuchos</i>	<i>1,5mm , 8,08mm 6mm/ 10mm/ 13mm/ 16mm 3,0 mm/4,5mm (Vaginal)</i>
<i>Frecuencia</i>	<i>4MHz</i>	<i>Tensión</i>	<i>AC 110V- 240V 50-60 Hz</i>
<i>Hifu de energía</i>	<i>0,2-J-2,0J (Ajustable 0,1J/paso)</i>	<i>Vida útil sonda</i>	<i>60000 tomas/sonda (ultra)</i>
<i>Peso bruto</i>	<i>12 Kg</i>	<i>Poder</i>	<i>500W</i>
<i>Tamaño del paquete</i>	<i>54cm * 55cm * 45cm</i>		



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec