



MOJI THREE

ANALIZADOR FACIAL

ULTIMA TECNOLÓGICA

MOJI BASIC

ANLISIS CAPILAR

ANALISIS FACIAL



¿Qué es el Moji Three?



Analizador Inteligente de Piel con IA: Diseñado con el objetivo de identificar y analizar diferentes condiciones de la piel, integra ocho tecnologías de imagen espectral y captura simultáneamente tres vistas fijas del rostro: frontal, lateral izquierda y lateral derecha, logrando una cobertura de **270°** sin puntos ciegos.

Permite realizar un análisis profesional y objetivo de hasta 20 condiciones de la piel del rostro, ofreciendo además una operación práctica y sencilla. Con un solo clic, el equipo captura las imágenes, realiza el análisis y genera automáticamente un informe detallado, facilitando la evaluación de la piel y haciendo el proceso más rápido y eficiente.

Detección de irregularidades cutáneas


identifica problemas como manchas, arrugas, poros dilatados y signos de envejecimiento, proporcionando una evaluación detallada de la piel.

Análisis de bacterias en la piel

El dispositivo detecta la presencia de bacterias naturales y externas que pueden causar brotes o infecciones cutáneas, ayudando a prevenir problemas dermatológicos.

Reconocimiento de manchas UV

Utilizando tecnología avanzada, el MOJI BASIC reconoce manchas causadas por daño solar tanto en la superficie como en las capas profundas de la piel, facilitando la implementación de tratamientos preventivos y correctivos.



VENTAJAS

- 1. Detección precisa de problemas cutáneos:** Utiliza tecnología avanzada para identificar manchas, arrugas, poros dilatados y otros signos de envejecimiento, facilitando diagnósticos detallados.
- 2. Análisis de bacterias en la piel:** Detecta la presencia de bacterias que pueden causar brotes o infecciones, ayudando a prevenir problemas dermatológicos.
- 3. Identificación de daños por radiación UV:** Reconoce manchas causadas por daño solar tanto en la superficie como en las capas profundas de la piel, permitiendo la implementación de tratamientos preventivos y correctivos.
- 4. Personalización de tratamientos estéticos:** Proporciona datos precisos que permiten diseñar tratamientos adaptados a las necesidades específicas de cada cliente, mejorando la eficacia de las intervenciones.
- 5. Monitoreo de la evolución de la piel:** Facilita el seguimiento de los progresos a lo largo del tiempo, permitiendo evaluar la efectividad de los tratamientos aplicados y realizar ajustes cuando sea necesario.

Órbitas espectrales



ESPECIFICACIONES




NOMBRE

ANALIZADOR MOJI THREE

Cámara	Alta definición con 36 millones de píxeles.
Tecnología de imagen	Utiliza 8 espectros de iluminación, incluyendo luz GB y UV, combinados con un sistema de análisis 3D
Iluminación	Intensidad de 8,800 lux con una temperatura de color de 7,200 K.
Vida útil de la lámpara	Aproximadamente 9,000 horas.
Interfaz	Puertos USB 2.0 para conexión de datos
Dimensiones	49 cm de largo, 52 cm de ancho y 45 cm de alto.
Peso	Neto 13 kg y bruto de 15 kg.
Requisitos del sistema	Compatible con sistemas operativos Windows; se recomienda una CPU Pentium 4 de 1.8 GHz o superior.
Tecnología Microscopio	Zoom de 50X, Luz Blanca, Luz Polarizada y UV

20 INDICADORES DE ANÁLISIS



ANALISIS MICROSCOPICO

tres funciones de detección - micro detección

- Imágenes microscópicas de la piel para la presentación de los detalles



Microcámara portátil para la piel



Luz blanca



Luz polarizada



Luz ultravioleta



Luz blanca



Luz polarizada



Luz ultravioleta

Análisis dirigido con múltiples fuentes de luz





¿Cuáles son las contraindicaciones?

1. Sensibilidad a la luz: Personas con condiciones como fotofobia o enfermedades que causen hipersensibilidad a la luz podrían experimentar molestias debido a las fuentes luminosas utilizadas durante el análisis.
2. Afecciones cutáneas activas: Individuos con infecciones cutáneas activas, heridas abiertas o quemaduras recientes en el rostro deberían evitar el uso del dispositivo hasta que la piel esté completamente recuperada, para prevenir posibles irritaciones o agravamiento de la condición.
3. Uso en menores: Aunque no se especifican restricciones, es aconsejable consultar con un profesional de la salud antes de utilizar el dispositivo en niños, para asegurar su seguridad y adecuación.

Es fundamental que el MOJI BASIC sea operado por profesionales capacitados, quienes podrán evaluar la idoneidad del análisis en cada caso particular y garantizar un uso seguro y efectivo del dispositivo.



Contacto: 310 340 4405

Dirección: Cra 34a No. 38 – 15 sur / Int 1, Colombia