



PHYSIO MEGNETO IMEC

PHYSIO MEGNETO IMEC



DESCRIPCIÓN

La terapia magnética es un tipo de terapia física durante la cual el cuerpo está expuesto a un campo magnético de baja frecuencia. Las células y los sistemas coloidales del cuerpo contienen iones que pueden verse afectados por fuerzas magnéticas. Cuando el tejido se expone a campos magnéticos pulsantes, se induce una corriente eléctrica débil que activa todas las células que están expuestas a él. Como resultado de la enfermedad, el potencial superficial de las células varía en comparación con las células sanas. parámetros biotrópicos seleccionados, da como resultado el aumento de la actividad de la superficie de la célula, aumentando aún más su potencial de membrana, lo que finalmente resulta en el equilibrio del potencial intracelular.

Afecta el metabolismo celular y permite una absorción más rápida de la hinchazón (efecto antiinflamatorio).

Ayuda a curar las fracturas óseas, así como las heridas abiertas de la piel y el tejido subcutáneo (efecto antiinflamatorio) para inflamaciones agudas y crónicas. Un campo magnético pulsado reduce la transmisión de sensaciones dolorosas de las terminaciones nerviosas al sistema nervioso central, reduciendo aún más dolor (actúa como analgésico).

La terapia magnética no es adictiva y no tiene efectos secundarios conocidos. El paciente no experimenta ninguna sensación negativa durante el tratamiento. Los pulsos de campo magnético penetran uniformemente en el tejido corporal, por lo que el paciente no necesita quitarse la ropa. También puede penetrar a través de los moldes de yeso. Los implantes de metal tampoco son una obstrucción como en el uso moderno, ya no son de naturaleza ferromagnética.



PHYSIO MEGNETO IMEC

Especificaciones Técnicas

Oscillation Frequency :	100-300KHZ
Field Strength At The Coil :	4T
Field Strength At 4cm Distance :	0.4T
Performance Of The Field :	92T/S
VOLTAGE :	100-240V 50/60Hz
Water Cooling System :	Water 2.5L
Package Dimension :	66*60*49CM
Gross Weight :	40KG



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



Imec