



SOFT*LASER

OXIGENOTERAPIA O₂
DERM

REJUVENECE LA PIEL AL INFUNDIR
OXÍGENO PURO Y VITAMINAS



¿Qué es OXIGENOTERAPIA O2 DERM?



El O2 Derm es un equipo de oxigenoterapia aniónica hiperbárica diseñado para rejuvenecer la piel al infundir oxígeno puro y vitaminas. Este tratamiento mejora la hidratación, ilumina el rostro y combate los signos del envejecimiento, ayudando a mantener una piel radiante y saludable. Además, es eficaz en la limpieza de poros y el tratamiento de acné, favoreciendo la regeneración celular. Se puede aplicar en varias áreas del cuerpo, como el rostro, cuello, escote, manos, cuero cabelludo y cuerpo, adaptándose a las necesidades específicas de cada zona.

El equipo genera aproximadamente 3 millones de iones aniónicos, lo que proporciona efectos antioxidantes y antiinflamatorios. Es un tratamiento no invasivo, seguro y de rápida recuperación, compatible con otros procedimientos estéticos para obtener resultados más completos. Su diseño compacto y enchufes adaptables (AU, UE, UK, EE) lo hacen fácil de usar en diversos entornos. Ideal para centros de estética y clínicas dermatológicas, el O2 Derm es una herramienta eficaz para revitalizar la piel y mejorar su salud general.

ULTIMA TEGNOLOGIA

S O F T
LASER

LUGARES DEL TRATAMIENTO

- Rostro: Mejora la hidratación, luminosidad y combate signos de envejecimiento.
- Cuello: Reafirma la piel y previene la flacidez.
- Escote: Ayuda a unificar el tono y mejorar la textura.
- Manos: Rejuvenece y combate la sequedad.
- Cuerpo: Favorece la oxigenación celular y mejora la apariencia de la piel.
- Cuero cabelludo: Estimula la circulación y favorece el crecimiento capilar.



Calmante
de la piel

Antienvejecimiento

Mejora
del acné

Mejora del
tono de la piel

Al utilizar el equipo O2 Derm, es esencial asegurarse de que la temperatura de funcionamiento se mantenga en niveles cómodos y seguros para el paciente, evitando que supere los 32 °C durante la sesión. El equipo está diseñado para generar oxígeno de alta pureza, alcanzando hasta un 92% , lo que mejora la hidratación y promueve la regeneración celular. Es crucial que el personal esté debidamente capacitado en su uso y en las medidas de seguridad asociadas con la oxigenoterapia hiperbárica. Además, se recomienda realizar un mantenimiento regular del equipo, incluyendo la limpieza de los componentes y la verificación de las conexiones, para garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad del paciente.

Hidratación profunda

- El O2 Derm infunde oxígeno puro y vitaminas en la piel, mejorando su hidratación y dejándola más suave y luminosa. Esto restaura la humedad, brindando un aspecto saludable y radiante.



Rejuvenecimiento facial

- Estimula la regeneración celular y mejora la elasticidad de la piel, reduciendo arrugas y líneas finas. El aumento de oxigenación promueve una piel más firme y joven.



Tratamiento de acné y limpieza de poros

- Reduce la inflamación y elimina bacterias, previniendo brotes de acné. Limpia profundamente los poros, favoreciendo una piel purificada y más saludable.

VENTAJAS

- **Sin tiempo de inactividad:** El tratamiento con O2 Derm es no invasivo, por lo que no requiere tiempo de recuperación, permitiendo a los pacientes retomar sus actividades normales de inmediato.
- **Sensación relajante:** Durante el tratamiento, la piel experimenta una sensación de frescura y bienestar, lo que lo convierte en una experiencia placentera y relajante.
- **Resultados inmediatos:** Muchos pacientes notan una mejora visible en la hidratación y luminosidad de la piel desde la primera sesión, con beneficios que continúan con cada tratamiento.
- **Personalización del tratamiento:** El dispositivo permite ajustar la intensidad y la frecuencia del tratamiento según el tipo de piel y las necesidades del paciente, brindando resultados más precisos y efectivos.
- **Sin dolor ni molestias:** El O2 Derm es completamente indoloro, lo que lo hace adecuado para todo tipo de pieles y personas que prefieren un tratamiento sin la incomodidad de procedimientos invasivos.



ESPECIFICACIONES

S O F T
LASER



Generación de Aniones	• Aproximadamente 3 millones de iones aniónicos.
Dimensiones del Embalaje	40 x 45 x 52 cm.
Temperatura de cabeza congelada	-12°C a -1°C
Tipo de mango de tratamiento	5 aplicadores de diferentes tamaños
Temperatura mínima alcanzada	-40°C (en ambiente de 25°C con 30% de humedad)
Pantalla	Plegable de 15,6 pulgadas, ajustable de 30° - 73°
Sistema de refrigeración	Semiconductores + circulación de agua + ventiladores
Tamaño de la máquina	41 x 53 x 147 cm
Peso neto	70 KG
Peso Bruto	80 KG

INTERFAZ



TRATAMIENTO DE LA CRIOTERAPIA

El tratamiento con O2 Derm es un innovador procedimiento de oxigenoterapia aniónica hiperbárica diseñado para revitalizar y mejorar la salud de la piel de manera no invasiva. Mediante la emisión de oxígeno puro y aniones, este sistema combate el envejecimiento prematuro, hidrata profundamente y mejora la luminosidad del rostro. Los aniones actúan como antioxidantes naturales, neutralizando los radicales libres y estimulando la regeneración celular. Además, favorece la producción de colágeno y elastina, reduciendo arrugas y líneas de expresión. Su efecto purificante ayuda a limpiar los poros, controlar la producción de grasa y reducir el acné. Es un tratamiento seguro, indoloro y apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Se puede aplicar en diversas zonas, como rostro, cuello, escote y manos, logrando una piel más suave y rejuvenecida. Su compatibilidad con otros tratamientos lo convierte en una excelente opción para potenciar resultados sin irritar la piel. Con sesiones de 20 a 30 minutos, se pueden notar mejoras desde la primera aplicación. La frecuencia recomendada es de 1 a 2 veces por semana para mantener una piel saludable y radiante.



Bebe abundante agua después del tratamiento para ayudar al cuerpo a eliminar las células grasas más rápido. Evita el alcohol y alimentos procesados para mejores resultados.

CURSO DE TRATAMIENTO

¿Cuántas sesiones, que tiempo y cada cuanto es necesario el tratamiento?

Número de Sesiones:

El número de sesiones varía según el estado de la piel y los objetivos del paciente. Sin embargo, se recomienda un mínimo de 4 a 6 sesiones para obtener resultados óptimos. Para el mantenimiento, se pueden realizar sesiones periódicas según las necesidades individuales.

Duración de Cada Sesión:

Cada sesión tiene una duración aproximada de 20 a 30 minutos, dependiendo del área tratada y de la combinación con otros procedimientos.

Frecuencia del Tratamiento:

Se recomienda realizar 1 a 2 sesiones por semana para lograr una piel revitalizada y luminosa. Para mantener los efectos a largo plazo, se sugiere continuar con sesiones de mantenimiento cada 15 a 30 días.



¿Cuáles son los posibles efectos secundarios Producidos ?

- El tratamiento con O2 Derm es no invasivo y generalmente bien tolerado. Sin embargo, en casos aislados, pueden presentarse efectos leves y temporales como:
- Enrojecimiento leve de la piel.
- Sensación de hormigueo o calor momentáneo.
- Leve descamación en pieles muy secas o sensibles.

¿El tratamiento es doloroso?


No, O2 Derm es un tratamiento completamente indoloro y relajante. No genera molestias ni efectos adversos, por lo que es ideal para personas con piel sensible o que prefieren evitar procedimientos invasivos.



¿Cuáles son las contraindicaciones?

- Mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- Personas con infecciones activas en la piel, heridas abiertas o quemaduras.
- Pacientes con enfermedades dermatológicas graves como dermatitis severa o rosácea avanzada.
- Personas con antecedentes de reacciones alérgicas severas a tratamientos tópicos.
- Pacientes con marcapasos o dispositivos electrónicos implantados.

S O F T LASER

Una marca original de  **IMEC**
Industria Muebles y Láser

Contacto

Dirección: Cra 34a No. 38 – 15 sur / Int 1, Colombia

Email: info@imec.com.co