



# RADIOFRECUENCIA NEEDLE BREEZE


# RADIOFRECUENCIA NEEDLE BREEZE



## DESCRIPCIÓN

*El equipo médico estético combina radiofrecuencia con microagujas aisladas recubiertas de oro microcristalino. Durante el tratamiento, se ajusta la profundidad de penetración y la energía, mientras las microagujas cerámicas emiten energía de forma precisa y efectiva. Los principales beneficios incluyen reducción de arrugas, reafirmación y elevación de la piel flácida, disolución de grasa y mejora del aspecto opaco.*

*Además, aumenta la hidratación y luminosidad, promueve la circulación linfática para reducir el edema, remodela el contorno facial, repara estrías y elimina ojeras, bolsas y arrugas en la zona de los ojos. También reduce el tamaño de los poros y mejora la apariencia de cicatrices, logrando una piel más firme y uniforme.*



## RADIOFRECUENCIA NEEDLE BREEZE

### Especificaciones Técnicas

<b>VOLTAJE</b>	AC 110V/220V, 50Hz/60Hz	<b>RADIOFRECUENCIA RF</b>	2MHz-4Mhz
<b>PROFUNDIDAD DE LA AGUJA</b>	0.2-3.5mm(0.1 paso)	<b>PESO BRUTO UNICO</b>	15.000 Kg
<b>POTENCIA DE RF</b>	10-200W	<b>TAMAÑO DEL EQUIPO</b>	15X25X30 cm

