



SOFT\*LASER

STRONGER CHAIR

ESTIMULACIÓN ELECTROMAGNÉTICA



## ¿Qué es HYDRAREVITALIZE SYSTEM?



El Stronger Chair es un equipo de estimulación electromagnética de alta intensidad (HIEMT) diseñado para fortalecer los músculos del suelo pélvico de manera no invasiva. Su tecnología avanzada genera 20,000 contracciones musculares en solo 30 minutos, equivalentes a ejercicios de Kegel intensivos, ayudando a tratar la incontinencia urinaria, mejorar la vida sexual y fortalecer la zona pélvica en hombres y mujeres. También es eficaz para la disfunción eréctil y la prostatitis, al mejorar la circulación y reducir la inflamación. Favorece la tonificación vaginal tras el parto o la menopausia y ayuda en la recuperación postparto.

Además, estimula el músculo pubococcígeo, clave en la función sexual, y contribuye a la reducción de grasa en la zona pélvica. Su diseño ergonómico permite un tratamiento sin necesidad de desvestirse, brindando comodidad y privacidad. Ofrece una potencia de 2600W, con una onda magnética de hasta 7 Tesla, garantizando resultados efectivos. Su pantalla táctil de 10.4 pulgadas facilita su uso en clínicas y centros de estética.


# ULTIMA TECNOLOGIA

S O F T  
LASER

## LUGARES DEL TRATAMIENTO

- Suelo pélvico: Fortalece los músculos pélvicos para mejorar el control urinario y la salud íntima.
- Músculo pubococcígeo: Clave en la función sexual y el control de la micción.
- Zona perineal: Mejora la circulación y tonificación en hombres y mujeres.
- Músculos vaginales: Ayuda en la recuperación postparto y tras la menopausia.
- Próstata: Reduce la inflamación y alivia síntomas de prostatitis.
- Pene: Favorece erecciones más firmes y duraderas.
- Región lumbar baja: Estimula la musculatura para mayor estabilidad y soporte.
- Glúteos: Contribuye a la tonificación y fortalecimiento muscular.

Al utilizar ondas electromagnéticas de alta intensidad, es recomendable ajustar la intensidad de manera progresiva para evitar molestias y permitir que los músculos se adapten al tratamiento. Además, asegúrese de seguir las indicaciones del fabricante y evitar su uso en personas con marcapasos, implantes metálicos o embarazadas.




Para mujeres:

Prevención de la incontinencia urinaria

Prevención del prolapso uterino.

Fortalecimiento del músculo pubocoxígeo.



Para hombres:

Dolor de próstata

Hiperplasia prostática benigna

Prostatitis y disfunción eréctil

## Fortalecimiento del suelo pélvico

- Mediante estimulación electromagnética de alta intensidad (HIEMT), genera 20,000 contracciones musculares en 30 minutos, ayudando a tonificar los músculos pélvicos sin esfuerzo.



## Tratamiento de incontinencia urinaria y disfunción eréctil

- Mejora el control urinario y la fuerza muscular en la zona pélvica, beneficiando tanto a hombres como a mujeres, además de favorecer erecciones más firmes y duraderas.



## Mejora de la salud íntima y recuperación postparto

- Favorece la tonificación vaginal tras el parto o la menopausia, aumenta la sensibilidad sexual y mejora la circulación sanguínea en la zona.

# VENTAJAS

- **Tratamiento no invasivo y sin dolor :** No requiere cirugía, inyecciones ni desvestirse, permitiendo una terapia cómoda y discreta. Su tecnología HIEMT trabaja de forma profunda sin causar molestias. Ideal para quienes buscan un tratamiento seguro y sin tiempos de recuperación.
- **Resultados rápidos y efectivos:** En solo 30 minutos genera 20,000 contracciones musculares, fortaleciendo el suelo pélvico intensamente. Es un tratamiento equivalente a ejercicios de Kegel avanzados. Los resultados pueden notarse en pocas sesiones, dependiendo de cada paciente.
- **Mejora la salud íntima en hombres y mujeres :** Ayuda a tratar la incontinencia urinaria, disfunción eréctil y prostatitis. Mejora la circulación sanguínea y tonifica los músculos vaginales, optimizando la sensibilidad. Proporciona mayor bienestar íntimo sin procedimientos invasivos.
- **Favorece la recuperación postparto y postmenopausia :** Tonifica los músculos vaginales, reduciendo la flacidez y mejorando la lubricación natural. Ayuda a recuperar la firmeza del suelo pélvico tras el parto o la menopausia. Aporta confianza y bienestar sin necesidad de cirugías.
- **Uso cómodo y seguro:** Solo es necesario sentarse para recibir el tratamiento de manera relajada y sin esfuerzo. Su pantalla táctil de 10.4 pulgadas facilita la configuración y ajuste de intensidad. Cumple con altos estándares de seguridad para una experiencia sin riesgos.

# ESPECIFICACIONES



S O F T  
LASER



Energía de onda magnética	0-7 Tesla
Voltaje	110V
Frecuencia	F1: 1-10 Hz / F2: 1-100 Hz, ajustable
Ancho de pulso	300 $\mu$ s
Potencia	2600 W
Pantalla táctil	10.4 pulgadas
Duración del tratamiento	30 minutos por sesión, equivalente a 20,000 contracciones musculares.
Modo de operación	No invasivo, sin necesidad de quitarse la ropa.
Aplicación	Adecuado para hombres y mujeres, ideal para fortalecer el suelo pélvico
Accesorio adicional	Soporte para teléfono, brindando comodidad durante las sesiones.

# INTERFAZ

S O F T  
LASER





# TRATAMIENTO

---

Durante una sesión con el Stronger Chair, el paciente se sienta cómodamente en el dispositivo, que emite ondas electromagnéticas focalizadas. Estas ondas inducen contracciones musculares supramáximas en el suelo pélvico, similares a las que se logran con ejercicios de Kegel, pero a una intensidad mucho mayor. Una sesión típica de 30 minutos puede generar hasta 20,000 contracciones musculares, proporcionando un entrenamiento profundo y efectivo para los músculos pélvicos.

Beneficios del tratamiento:

- Mejora de la incontinencia urinaria: Al fortalecer los músculos responsables del control de la vejiga, se reduce la frecuencia y urgencia urinaria, así como los episodios de incontinencia.
- Aumento de la función sexual: Un suelo pélvico fortalecido puede incrementar la sensibilidad y satisfacción sexual en mujeres, y mejorar la función eréctil en hombres.
- Apoyo en la recuperación postparto: Tras el parto, muchas mujeres experimentan debilitamiento en los músculos pélvicos. Este tratamiento ayuda a restaurar la tonicidad y fuerza muscular, facilitando una recuperación más rápida.
- Alivio de síntomas de prostatitis: En hombres, la estimulación electromagnética puede mejorar la circulación en la región pélvica, reduciendo la inflamación y el dolor asociados con la prostatitis.

# CURSO DE TRATAMIENTO

¿Cuántas sesiones, que tiempo y cada cuanto es necesario el tratamiento?

## Número de Sesiones:

se recomiendan entre 6 y 8 sesiones para obtener resultados óptimos. Sin embargo, la cantidad exacta puede variar según las necesidades individuales de cada paciente y la evaluación del profesional de la salud.

## Duración de Cada Sesión:

Cada sesión tiene una duración aproximada de 30 minutos. Durante este tiempo, el dispositivo genera contracciones musculares intensas en el suelo pélvico, equivalentes a una gran cantidad de ejercicios de Kegel.

## Frecuencia del Tratamiento:

Las sesiones suelen programarse 2 veces por semana, permitiendo al músculo tiempo suficiente para recuperarse entre tratamientos. No obstante, la frecuencia puede ajustarse según la respuesta y tolerancia del paciente.



## ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios Producidos ?

El tratamiento con el Stronger Chair es generalmente seguro y bien tolerado. Algunos pacientes pueden experimentar efectos secundarios leves, como enrojecimiento de la piel en la zona de tratamiento, que suele desaparecer poco después de la sesión. En casos raros, puede haber una sensación de cosquilleo o dolor leve durante el tratamiento. Si estos síntomas persisten, es recomendable consultar al médico.

## ¿El tratamiento es doloroso?


La mayoría de los pacientes describen el tratamiento como no doloroso. Se perciben contracciones musculares intensas, pero generalmente no resultan incómodas. La intensidad puede ajustarse para asegurar la comodidad del paciente durante la sesión.



## ¿Cuáles son las contraindicaciones?

- Portadores de marcapasos: La estimulación electromagnética puede interferir con el funcionamiento del dispositivo.
- Pacientes con dispositivos metálicos implantados: Como prótesis o implantes en la zona pélvica.
- Mujeres embarazadas: Por precaución, se desaconseja su uso durante el embarazo.
- Personas con epilepsia: Debido al riesgo potencial de inducir convulsiones.
- Presencia de lesiones cutáneas en la zona de tratamiento: Para evitar posibles irritaciones o complicaciones.

# S O F T LASER

Una marca original de  **IMEC**  
Industria Muebles y Láser

Contacto

Dirección: Cra 34a No. 38 – 15 sur / Int 1, Colombia

Email: [info@imec.com.co](mailto:info@imec.com.co)