



SOFT*LASER

SKIN TIGHTENING

DIATERMA CAPACITIVA Y RESISTIVA

448Khz



LA REVOLUCIÓN TENOLÓGICA a 448 Khz

Anti-envejecimiento



Anti-arruga



Rejuvenecimiento



Reducción
de grasa




Contorno
corporal



Suavidad



Apriete





¿Qué es SKIN TIGHTENING 448Khz?

INDEEPRO 448 KHZ es una radiofrecuencia única y patentada, denominada radiofrecuencia Proionic®, que ofrece tratamientos agradables y eficaces para el realce facial y corporal.

La última innovación en aparatos estéticos INDEEPRO 448KHZ es una nueva solución increíblemente versátil que le permite tener una amplia variedad de tratamientos en un solo dispositivo, a la frecuencia de 448kHz.

Es indicado para el estiramiento de la piel, el estiramiento de la piel, la reducción de la celulitis, el contorno corporal y aplicaciones pre y postoperatorias.

Es la solución más avanzada de mercado, porque pone a tu alcance la última tecnología médico-estética de vanguardia. Una verdadera alternativa que te permite dar un paso más, rentabilizando tu inversión en menos tiempo.

Aumentando la temperatura corporal central hasta 40-50 °C



Expansión de arteria y capilar.



Aumento de la tasa de flujo sanguíneo

RF DIATHERMY



CET



BIPOLAR



RET

Aumento de Colágeno



Levantamiento facial

Estimulación del sistema inmunológico



Saludable

Aumento del metabolismo



Cuidado de la obesidad

Eliminación de toxinas



Reduce el dolor



CAP (transferencia electrónica capacitiva)
3 a 5 cm de profundidad



Tratamiento de diatermia resistiva con el sistema de vacío



El electrodo capacitivo concentra la terapia en las capas musculares.

Apuntando a los tejidos superficiales de 3-5cm de piel, el efecto es reafirmante y anti-envejecimiento, ayuda a restaurar la elasticidad de los vasos sanguíneos, reconstruye el sistema de microcirculación, proporciona más nutrientes para los fibroblastos, fortalece la síntesis de colágeno, mejora el flujo de las células. de oxígeno reactivo, restaurando así la viabilidad celular y reconstruyendo la capa reticular.



El electrodo resistivo apunta al tejido con mayor impedancia, como inserciones musculares, tendones y superficies óseas.

Apuntando a los tejidos profundos de la piel de 6-8 cm para la grasa visceral, el efecto es una reparación profunda para ayudar a disolver y suavizar la grasa rebelde profunda y excretar la grasa a través de la circulación, al tiempo que alivia el dolor articular y drena el cuerpo del frío. Mejora eficazmente la tensión muscular, elimina el ácido láctico, limpia los meridianos y haz que todas las células del cuerpo realicen ejercicio aeróbico.



Electrodo HSP

Puede mejorar significativamente la circulación sanguínea y linfática, aumentar el metabolismo, acelerar la descarga de toxinas depositadas en el cuerpo y activar la energía regenerativa del cuerpo.



VENTAJAS

1. La potencia de salida de RF es más suficiente, la potencia máxima es de 300 W y la energía aumenta más rápido.
2. Agregue el sistema Vacuum a su tratamiento Agregue a su tratamiento de Diatermia Resistiva el sistema Vacuum, que ayudará en el tratamiento movilizándolo la grasa y aumentando el drenaje.
3. Ajuste dinámicamente la profundidad de acción de la energía y ajuste automáticamente el flujo de energía para garantizar que el tejido pueda recibir el tratamiento más eficaz, que el tratamiento sea más completo y el efecto sea mejor.
4. Perciba el tipo de cabezal de tratamiento para ajustar la forma de onda de salida y la energía para hacer que la salida sea más estable y controlable.
5. Percepción en tiempo real de la impedancia del circuito corporal, ajustando así la salida, haciendo que la experiencia sea más cómoda.




ESPECIFICACIONES



NOMBRE	SKIN TIGHTENING
FRECUENCIA	448 Khz
MANGOS DE TRATAMIENTO	CAP y RES
POTENCIA DE SALIDA	500 w
ELECTRODO CAPACITIVO MONOPOLAR	φ30, 40, 50, 70 mm
ELECTRODO RESISTIVO MONOPOLAR	φ30, 40, 50, 70 mm
CABEZAL HSP	143 * 86 mm
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA	318 * 294 * 498 mm
PESO NETO	14.6 Kg
PAQUETE	480 * 385 * 498 (mm)

INTERFAZ




TRATAMIENTO FACIAL

Para el tratamiento facial, ayuda a regenerar la estructura de la piel aumentando la síntesis de colágeno y fibras elásticas, de manera que los tejidos desestructurados se hidratan y oxigenan, mejorando así su calidad, engrosando la piel y dándole mayor resistencia.

- * **Reducir las arrugas finas**
- * **Mejora las bolsas de los ojos y las ojeras.**
- * **Rejuvenecimiento facial**
- * **Reducir la papada**



Un curso contiene 6 tiempos de tratamiento
Cada tratamiento dura alrededor de 40 minutos.
Tiempo de intervalo 1-2 semanas



TRATAMIENTO CORPORAL

Para el tratamiento corporal, puede reequilibrar el intercambio celular de iones y aumentar el metabolismo, oxigenando así los tejidos y ayudando a las células a restaurar sus funciones naturales. Como resultado, el tejido cutáneo recupera la elasticidad perdida, la grasa desaparece gradualmente, se restaura la microcirculación correcta y, en general, la piel se rejuvenece.

- * **Reducción de grasa**
- * **Remodelación corporal**
- * **Tratamiento de celulitis y reconstrucción cutánea parcial.**
- * **Aumenta el nivel de colágeno**
- * **Apriete la piel suelta**
- * **Relajación muscular, alivio del dolor.**

CURSO DE TRATAMIENTO



¿Cuántas sesiones de tratamiento SKIN TIGHTENING necesitamos?

Dependiendo de las indicaciones y áreas de tratamiento, puede ser necesario un rango de 5-6 u 8-10 sesiones. El número de sesiones se adaptará de acuerdo con la prescripción médica y la necesidad individual del paciente.



¿Con qué frecuencia se pueden realizar los tratamientos?

Por lo general, hay de 1 a 2 sesiones de tratamiento a la semana, pero no hay limitación. Como la radiofrecuencia 448khz es completamente inofensiva para el cuerpo humano y sus tejidos biológicos. La frecuencia de las sesiones se adaptará según las necesidades del paciente.





¿Cuáles son los posibles efectos secundarios Producidos por el tightening 448khz?

No hay efectos secundarios ya que la radiofrecuencia Proionic® es inocua para el cuerpo humano y sus tejidos biológicos. Sin embargo, en ocasiones algunas pieles muy sensibles pueden experimentar enrojecimiento y hormigueo.



¿El tratamiento es doloroso?


No, el tratamiento aumenta de forma gradual y homogénea la temperatura en zonas seleccionadas del cuerpo respetando la fisiología celular. Por tanto, produce un tratamiento agradable, no invasivo y sin efectos adversos.



¿Cuáles son las contraindicaciones?

- Marcapasos u otros implantes electrónicos
- El embarazo
- Piel no intacta (heridas abiertas o quemaduras)
- Tromboflebitis

S O F T LASER

Una marca original de  IMEC

Contacto

Dirección: Cra 34a No. 38 –

15 sur / Int 1, Colombia

Email: info@imec.com.co