




# TENSA IMEC



## DESCRIPCIÓN

Fondo de tecnología TECAR es un acrónimo de Transferencia de energía capacitiva y resistiva. El uso de la tecnología TECAR es de gran importancia en las terapias de rehabilitación ya que reduce el dolor, estimula el drenaje venoso en el sistema linfático, reduce significativamente el dolor tanto muscular como de espalda. TECAR se utiliza para tratar trastornos como esguinces, tendinitis, bursitis, distracciones osteoarticulares, artralgias, contracturas, distensiones y desgarros musculares, miositis, patologías de cápsulas articulares, procesos artríticos, lumbago y ciática. La terapia es muy útil para tratar todo tipo de lesiones deportivas.

### **Efectos de la Terapia TECAR**

- Reduce el dolor
- Mejora la circulación sanguínea superficial y profunda
- Mejora la regeneración de tejidos
- Estimula el drenaje venoso y linfático
- Afecta la restauración de la actividad del equilibrio metabólico

### **Indicaciones para el tratamiento**

- Diversas patologías musculares (contracturas, lágrimas, moretones e hinchazón)
- Lesiones, distracciones osteoarticulares y desgaste de las articulaciones (hombro, cadera, rodilla, tobillo)
- Patología del codo, muñeca y brazo (epicondilitis, tendinitis, síndrome del túnel carpiano)
- Patología cervical, torácica y lumbar
- Inflamación y daño al tendón de Aquiles, y ligamento rotuliano



# TENSA IMEC

## Especificaciones Técnicas

<i>Piezas de mano:</i>	<i>1pc CET + 1pc RET</i>
<i>RET piezas de mano:</i>	<i>20cm, 40cm, 55cm</i>
<i>CET power:</i>	<i>300w</i>
<i>RET power:</i>	<i>280w</i>
<i>CET piezas de mano:</i>	<i>20cm, 40cm, 55cm</i>
<i>CET frecuencia:</i>	<i>385 KHZ</i>
<i>RET frecuencia:</i>	<i>300 KHZ</i>



Cra 34a #38-15 Sur,  
Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec