



# ONDAS ELECTROMAGNETICAS DE MESA VP 4

## ONDAS ELECTROMAGNETICAS DE MESA VP 4



### DESCRIPCIÓN

El ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS DE MESA VP 4 es un equipo médico estético diseñado para tonificar músculos y reducir grasa localizada de manera segura y no invasiva. Utiliza tecnología de ondas electromagnéticas de alta intensidad que inducen contracciones musculares supramáximas, simulando un entrenamiento intenso. Estas contracciones fortalecen fibras musculares, queman grasa y aumentan la densidad y volumen muscular. El tratamiento es ideal para abdomen, glúteos, brazos, muslos y pantorrillas, logrando tonificación, levantamiento y definición. En sesiones de 30 minutos, equivale a realizar 20.000 abdominales o sentadillas. Cuenta con 4 mangos, pantalla táctil de 8 pulgadas y sistema de enfriamiento por aire. Su intensidad ajustable (0-7 Tesla) permite personalizar tratamientos según las necesidades del paciente. Este equipo es ideal para centros de estética y bienestar que buscan ofrecer tecnología avanzada con resultados visibles en poco tiempo.

# ANÁLISIS Y USO

---



*Preparación del área a tratar:*

*Asegúrate de que la piel esté limpia y seca.*

*Coloca los mangos o asas (2 para cuerpo y 2 para brazos/piernas) sobre las áreas designadas, asegurándote de que estén bien posicionados.*

*Configuración del tratamiento:*

*Ajusta la intensidad magnética (0-7 Tesla) según el nivel de tolerancia del paciente y los objetivos deseados.*

*Selecciona el modo de trabajo: puedes activar 4 mangos simultáneamente o solo 2, dependiendo de las necesidades.*

*Inicio del tratamiento:*

*Comienza el procedimiento. El equipo generará contracciones supramáximas, estimulando los músculos y la quema de grasa.*

*Supervisa al paciente durante los 30 minutos para garantizar comodidad y eficacia.*

# BENEFICIOS Y RESULTADOS

## Beneficios

- Tonificación muscular
- Reducción de grasa localizada
- Levantamiento de glúteos
- Aumento de masa muscular
- Estimulación metabólica
- Resultados rápidos
- Personalización del tratamiento
- No invasivo



## Resultados:

- Abdomen más plano y tonificado.
- Glúteos más firmes y levantados.
- Definición muscular notable en brazos y muslos.
- Reducción visible de grasa en áreas tratadas.
- Sensación de mayor fuerza y tono muscular.





## ONDAS ELECTROMAGNETICAS DE MESA VP 4

### Especificaciones Técnicas

*Poder:* 2.3 KVA

*Potencia:* 1500 W

*Voltaje:* 110 - 240 V  
50 Hz / 60 Hz

*Pantalla:* Táctil de 8 pulgadas a color

*Contracciones:* 30 Min  
más de 20.000 veces

*Tecnología:* Electromagnético enfocado  
de alta intensidad

*Ancho de pulso:* 1500 W

*Intensidad:* 0 - 7 Tesla



Cra 34a #38-15 Sur,  
Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec