

# OZONOTERAPIA NUEVA

# OZONOTERAPIA NUEVA




## DESCRIPCIÓN

La ozonoterapia es un tratamiento innovador que utiliza ozono médico ( $O_3$ ) para mejorar la salud y el bienestar. Este método se destaca por sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes, siendo efectivo en aplicaciones médicas y estéticas. El generador de ozono es un equipo avanzado que permite ajustar la concentración de ozono (4-95 mg/ml) y el flujo de oxígeno, adaptándose a las necesidades del paciente. Su sistema de generación mediante descarga de corona alemana garantiza precisión, mientras que su ventilador integrado permite un funcionamiento continuo de hasta 24 horas.

Compacto, eficiente y seguro, está fabricado con materiales resistentes al ozono y consume solo 15W. Es ideal para terapias regenerativas, desintoxicantes, alivio del dolor y rejuvenecimiento de la piel, siendo una herramienta indispensable en clínicas y centros estéticos.

# ANÁLISIS Y USO



## Configuración Inicial

Ajuste la concentración de ozono deseada (4-95 mg/ml) según el tratamiento a realizar. Configure el flujo de oxígeno, desde 1/32 hasta 1 L/min, dependiendo de las necesidades del paciente.

## Preparación del Paciente

Explique el procedimiento al paciente, indicando los beneficios y pasos a seguir. Asegúrese de que la zona a tratar esté limpia y libre de productos cosméticos o residuos.

## Inicio del Tratamiento

Encienda el equipo y espere unos segundos para que alcance la concentración configurada. Aplique el ozono de forma segura, utilizando las herramientas adecuadas para la terapia seleccionada (bolsas, cánulas, u otras).

## Monitoreo del Proceso

Supervise constantemente al paciente y la operación del equipo. Ajuste los parámetros si es necesario para garantizar comodidad y eficacia.

## Finalización del Tratamiento

Apague el equipo y desconéctelo de la corriente eléctrica.

Retire cualquier accesorio utilizado y límpielo según las instrucciones del fabricante.

# BENEFICIOS Y RESULTADOS

## Beneficios

- Propiedades Antiinflamatorias
- Alivio del Dolor
- Regeneración Celular
- Fortalecimiento del Sistema Inmunológico
- Desintoxicación y Acción Antioxidante
- Efectos Antimicrobianos
- Aplicaciones Estéticas



## Resultados

- Salud Integral Mejorada
- Reducción de Síntomas
- Rejuvenecimiento Cutáneo
- Acelera la Recuperación
- Prevención de Enfermedades





# OZONOTERAPIA NUEVA

## Especificaciones Técnicas

### Concentración de ozono

Ajustable entre 4 y 95 mg/ml, ideal para diferentes aplicaciones terapéuticas.

### Flujo de Oxígeno

Regulable desde 1/32 hasta 1 L/min para adaptarse a las necesidades del tratamiento.

### Voltaje de Entrada

Compatible con 110-220V CA, adecuado para uso en distintas regiones.

### Sistema de Enfriamiento

Ventilador incorporado de 15 CFM, que garantiza un funcionamiento continuo y estable.

### Consumo Energético

Eficiente, con un consumo de solo 15W.

### Peso del Equipo

Ligero y portátil, con un peso de 3 kg (incluido el empaque).

### Dimensiones

240 mm x 195 mm x 80 mm



Cra 34a #38-15 Sur,  
Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec