



SKIN TIGHTENING

SKIN TIGHTENING



DESCRIPCIÓN

Este equipo de radiofrecuencia avanzada Proionic® 448kHz es ideal para tratamientos faciales y corporales, ofreciendo soluciones no invasivas para mejorar la elasticidad de la piel, reducir arrugas y remodelar el contorno corporal. Con tecnologías de Diatermia Capacitiva (CET) y Resistiva (RET), actúa en diferentes profundidades del tejido, lo que permite un tratamiento personalizado. Además, su sistema de vacío ayuda en la movilización y drenaje de grasa, potenciando la efectividad del proceso. El monitoreo en tiempo real ajusta la energía y profundidad del tratamiento para garantizar una experiencia cómoda y segura. Es ideal para la reducción de grasa, el rejuvenecimiento de la piel, el contorno corporal y el tratamiento de la celulitis. También estimula el flujo sanguíneo, mejorando la circulación y el metabolismo. Es indoloro, sin tiempo de inactividad y apto para todo tipo de pieles, con resultados visibles tras 5 a 10 sesiones. Este equipo es versátil y proporciona soluciones completas para múltiples necesidades estéticas y de salud.



SKIN TIGHTENING

Especificaciones Técnicas

AUMENTO DE TEMPERATURA
DEL NUCLEO

40-50°C

FRECUENCIA

448kHz

ENERGIA Y
PROFUNDIDAD

Ajustable

TIEMPO DEL
TRATAMIENTO

1-2 sesiones por
semana.

TIPO DE
TRATAMIENTO

Facial

MONITOREO

En tiempo real



Cra 34a #38-15 Sur,
Bogotá



313 -395-3827



@imec_colombia



imec