

S O F T  
LASER



MOJI PRO

# MOJI PRO



## DESCRIPCIÓN

Es un analizador profesional de grasa corporal y piel diseñado para uso comercial, enfocado en el análisis facial. Utiliza una tecnología avanzada de análisis de IA que emplea 5 espectros de iluminación: RGB, polarizada cruzada, polarizada en paralelo, UV y maderera, lo que permite registrar y medir condiciones superficiales y subsuperficiales de la piel, tales como sensibilidad, manchas superficiales y subterráneas, poros y acné. Este equipo realiza un análisis detallado de arrugas, pigmentación, y humedad de la piel, proporcionando resultados precisos para la evaluación estética. Cuenta con un diseño en color negro, es compatible con diferentes enchufes a nivel global (Estados Unidos, AU, CN, Reino Unido, UE, JP, ZA, IT) y soporta múltiples idiomas, lo que facilita su uso en distintas regiones. Tiene un rango de voltaje de CA 100V-240V, lo que lo hace adaptable a distintas zonas geográficas. Sus dimensiones son 51 x 56 x 64 cm y el peso bruto del paquete es de 12.5 kg. Este dispositivo es ideal para clínicas y centros estéticos que buscan ofrecer un servicio profesional y completo de análisis cutáneo.

# ANÁLISIS Y USO



## Análisis Breve del Procedimiento:

*Captura Multiespectral: Utiliza cinco tipos de iluminación (RGB, UV, polarizada cruzada, paralela y luz de Madera) para analizar capas superficiales y profundas de la piel, detectando manchas, poros, arrugas y sebo.*

*Inteligencia Artificial: Clasifica condiciones cutáneas con precisión, evaluando manchas, arrugas, textura, humedad y acné.*

*Almacenamiento y Conectividad: Compatible con Bluetooth, USB y tarjetas SD, permite gestionar datos y generar reportes.*

## Usos del moji pro

*Diagnóstico Personalizado: Proporciona evaluaciones precisas, optimizando tratamientos específicos.*

*Monitoreo de Tratamientos: Mide la evolución cutánea antes y después de los procedimientos.*

*Confianza del Cliente: Ofrece reportes visuales claros que refuerzan las recomendaciones profesionales.*

*Fidelización y Ventas: Incrementa la confianza y asegura la repetición de tratamientos.*

## BENEFICIOS Y RESULTADOS

### *Beneficios:*

#### *Estéticos:*

*Mejora del Tono y Textura de la Piel (Rejuvenecimiento), Reducción de Pigmentación, Firmeza y Elasticidad, Atenuación de Cicatrices y Acné y Rejuvenecimiento Facial.*


#### *Terapéuticos:*

*Control de la Hidratación, Reducción de Sebo y Prevención de Acné, Tratamiento Personalizado, Monitoreo de Mejoras Terapéuticas.*



### *Resultados:*

*La reducción de manchas, arrugas, poros dilatados y cicatrices, junto con una mayor firmeza y textura, proporciona una piel más uniforme, suave y rejuvenecida. Este enfoque personalizado y preciso en el diagnóstico y tratamiento ayuda a lograr un rostro más fresco, claro y saludable, mejorando tanto la estética como la confianza del cliente*





# MOJI PRO

## Especificaciones Técnicas

<b>VOLTAJE</b>	CA 100V-240V	<b>TAMAÑO DEL PAQUETE UNICO</b>	67.5X59.5X39.5 cm
<b>DIMENSION</b>	51*56*64CM	<b>PESO BRUTO UNICO</b>	12.500 Kg
<b>PUERTOS</b>	USB, Tarjeta SD, Bluetooth	<b>ILUMINACION DEL EQUIPO</b>	RGB
<b>IDIOMAS</b>	Multi Idiomas		



Cra 34a #38-15 Sur,  
Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec