

S O F T  
LASER



VELASHAPE

# VELASHAPE



## DESCRIPCIÓN

La máquina Velashape es un dispositivo estético no invasivo diseñado para reducir grasa, combatir la celulitis y mejorar la textura y elasticidad de la piel. Combina tecnologías avanzadas como radiofrecuencia, cavitación, vacío y masaje para ofrecer resultados visibles en tratamientos corporales y faciales. Es ideal para tensar la piel, reducir flacidez, arrugas y mejorar la circulación al estimular el drenaje linfático.

Además, brinda alivio de tensión muscular y promueve la relajación. Gracias a su diseño avanzado, permite realizar tratamientos especializados en áreas específicas, como rostro y ojos, combatiendo hinchazón y signos de envejecimiento. Con una pantalla táctil LCD de 15.6 pulgadas y modos ajustables, garantiza precisión y facilidad de uso. Es una solución efectiva, segura y rápida para lograr un contorno corporal ideal y un rejuvenecimiento integral de la piel. Fabricada en ABS y acero inoxidable, su diseño robusto asegura durabilidad y alto rendimiento.

# ANÁLISIS Y USO



## Análisis Breve del Procedimiento y Aplicación del Tratamiento

### Evaluación Inicial

Se realiza una consulta detallada para identificar las necesidades específicas del paciente, evaluando áreas con acumulación de grasa, celulitis o signos de envejecimiento.

### Preparación del Paciente

La zona a tratar se limpia y desinfecta cuidadosamente, mientras se ajustan los parámetros de la máquina según el tipo de piel y las condiciones del paciente.

### Aplicación del Tratamiento

Se aplica el tratamiento utilizando la combinación de radiofrecuencia, cavitación, vacío y masaje, lo que permite reducir la grasa, mejorar la firmeza y textura de la piel, y estimular la circulación.

### Post-Tratamiento

Después del tratamiento, se dan recomendaciones para maximizar los efectos, que incluyen hidratación constante, una dieta balanceada y actividad física para mejorar los resultados a largo plazo.

## BENEFICIOS Y RESULTADOS

### Beneficios:

*Estéticos: Reducción de Grasa y Celulitis, Rejuvenecimiento Facial, Mejora de la Elasticidad y Textura de la Piel, Contorno Corporal, Tratamiento de Hinchazón y Ojeras*

*Terapéuticos: Mejora de la Circulación Sanguínea, Estimulación del Drenaje Linfático, Alivio del Dolor Muscular, Reducción de la Flacidez Muscular, Mejora de la Salud General de la Piel*



ANTES Y DESPUES

### Resultados:

*Reducción Visible de Grasa, Mejora de la Textura de la Piel, Piel más Firme y Joven, Reducción de Celulitis, Resultados Rápidos, Bienestar General.*



ANTES Y DESPUES





# VELASHAPE

## Especificaciones Técnicas

POTENCIA DE  
ENTRADA

750 VA.

PESO NETO

55 kg

VOLTAJE

220-240V/50Hz

POTENCIA DEL  
LASER

Máximo 20W

PRESION NEGATIVA

80kPa - 10kPa.

FRECUENCIA RF

1 - 5 MHz

LONGITUD DE  
LASER

940nm



Cra 34a #38-15 Sur,  
Bogotá



313 -395-3827



@imec\_colombia



Imec